

# LED Photon Therapie

## Blaues Licht 415 nm

- Für anspruchsvolle gereizte, ölige und unreine Haut
- Bei Akne-Haut
- Wirkt beruhigend

## Rotes Licht 640 nm

- Besonders geeignet für atrophische und fahle Haut
- Regt die Durchblutung an

## Grünes Licht 532 nm

- Für jeden Hauttyp geeignet, speziell für empfindliche, zu Rötungen neigende Haut
- Mindert Stress und wirkt antiseptisch

## Gelbes Licht 583 nm

- Wird mit dem Sonnenlicht verbunden
- Wirkt Gewebe-straffend
- Wirkt positiv auf die Psyche



# LED Foton Terapisi

## Mavi ışık 415 nm

- Zorlu, tahriş olmuş, yağlı ve saf olmayan ciltler için
- Akneli cilt için
- sakinleştirici etkisi vardır

## Kırmızı ışık 640 nm

- Özellikle atrofik ve solgun ciltler için uygundur
- Kan dolaşımını uyarır

## Yeşil ışık 532 nm

- Özellikle kızarıklığa eğilimli hassas ciltler için tüm cilt tipleri için uygundur.
- Stresi azaltır ve antiseptik etkiye sahiptir.

## Sarı ışık 583 nm

- Güneş ışığı ile ilişkili
- Doku sıkılaştırıcı etkiye sahiptir
- Ruh üzerinde olumlu bir etkisi vardır

